

**VETERINARIA**

# **PALCO mediaid™**

**PULSIOXIMETRO PORTÁTIL**

MODEL

# 5340 VET



**SPO2**  
**TEMPERATURA**  
**ALARMAS**



**MONITOR**  
**CLÍNICO**  
**VETERINARIO**



- ✓ Ideal para uso veterinario.
- ✓ Oxímetro portátil con alarmas y pantallas LED.
- ✓ Alimentación a Red o batería incorporada y recargable.
- ✓ Batería de larga duración 12 Horas. recargable.
- ✓ Nivel de alarma y tono ajustable para monitorización.
- ✓ Cambio del tono del sonido, al variar la pulsioximetria.
- ✓ Monitor de temperatura, mediante cable dúo.
- ✓ Sensor Palco lingual o sensor rectal.
- ✓ Protector de goma opcional.
- ✓ Alarmas configurables y recuperables en memoria.

**CE** 0197



**Vmedica**  
VICIA  
electromedicina

# Mediaid mod 5340v

La serie de veterinaria de MEDIAID Palco de PalcoLabs, esta integrada por los pulsioxímetros 340v y 5340v, que abarcan de la lectura de la SpO2, HR y Temperatura, mediante Sensores específicos para uso veterinario, todos los modelos de la gama disponen de alarmas configurables y ajuste de sonido y tono para monitorización acústica de la variabilidad de la perfusión pletismográfica y la pulsioximetría, Con la serie de veterinaria de los Pulsioxímetros PALCO, se conjuga un tamaño reducido y unas altas prestaciones que junto a la captación mediante sonda de la temperatura le dan la posibilidad de uso en monitorización continua. Una gran dureza de materiales y varios tipos de protección, goma y fundas de transporte, junto a una autonomía de uso superior a 10 horas, le permiten tanto un uso en campo como en clínica



PRESTACIONES	Mod. 5340v
Resolución sSpO2	1%
Resolución Pulso	1 bpm
Parámetros SpO2, Pulso y Temperatura	Si
Rango SpO2	0 a 100%
Rango Pulso	32 a 250 bpm
Exactitud de SpO2 70% a 100%	± 2%
60% a 69%	± 3%
Exactitud de Pulso 32 a 250 bpm	± 2%
Exactitud temperatura ( 24,5° a 42,5°C)	± 0,3%
Tiempo de respuesta	6 seg.
Batería	1 Ni-Cd Rec.
Vida media batería	12 horas.
Pantalla 2 LEDS 7 seg. de 2 dígitos	2LED x 3 dígitos
Alarmas:	
SpO2 Alto 51- 100%	
SpO2 Bajo 51- 100%	
Pulso Alto 31 - 245 BPM	
Pulso Bajo 30 - 244 BPM	Si
Uso monitorización continua	Opción
Uso VETERINARIO	Si
Adaptador Red	100-250v AC 60Hz
Peso	496 gr.
Dimensiones	19,1 x 8,9 x 3,5 cm
<b>GARANTÍA</b>	<b>2 Años.</b>

