


BabyCare

FETAL DOPPLER



Para una mejor detección del sonido cardiaco fetal y una exacta medición de la frecuencia de latido del feto

- *Portátil con baterías.*
- *Cómodo y fácil de usar.*
- *Medición Doppler, mediante sensor de alta sensibilidad.*
- *Exacta detección del ratio cardiaco fetal FHR. \pm 3 bpm*
- *Display LCD del FHR de alta visibilidad.*
- *Sistema de protección de cabezal de lectura.*
- *Sonido ajustable, mediante regulador lateral.*
- *Altavoz externo, de potencia adecuada, evita acoplamiento.*
- *Capacidad de almacenamiento interno de mas de 17 minutos.*
- *PC interfase vía puerto serial incorporado.*
- *Software NST (No Stress) Opcional.*





BabyCare es la solución ideal para una correcta y confortable auscultación del latido del corazón del feto, junto a una precisa medición del Ratio cardiaco fetal FHR

ESPECIFICACIONES

Pantalla	3 Digitos.-
Indicador visual Ratio cardiaco	Led Rojo iluminado ©
Rango medida frecuencia cardiaca fetal	50—240 bpm
Salida potencia altavoz	1 W
Frecuencia ultrasonidos	2.0 Mhz.
Alimentación	9V Batería standard.
Sensibilidad	< 16 semanas.
Grabación y almacenamiento de Datos	Máx. 17 minutos grabación
Interface PC. Transmisión.	RS-232 I/F. 19.200 baudios.
Tipo de datos almacenados.	FHR, Movimiento fetal
Peso	320 gramos, incluyendo batería.
Accesorios Standards	Gel, Batería, Cable PC y caja transporte.

NST (Software No Stress). Opcional.
Control medico vía Internet / Lan



GEL



ALTAVOZ



CABLE (Opc.)